


INSTRUKTIONER FÖR SALIVPROV

VIKTIGT!

Ta INTE bort plastfilmen och tryck INTE på trattlocket till uppsamlingsröret innan du spottat. Varje trattlock innehåller 2 ml konserverande vätska som ska blandas med din saliv.

Undvik att äta, dricka, snusa, röka eller tugga tuggummi 30 minuter innan Du lämnar salivprovet.

Samla salivprovet i uppsamlingsröret enligt följande instruktioner




1. Spotta tills mängden saliv når upp till strecket som visas i bilden (räkna inte med skum).




2. Håll röret med en hand. Stäng locket med andra handen (som på bilden) genom att trycka till locket ordentligt tills du hör ett klickljud.


Vätskan i locket blandas med saliven i röret. Se till att locket är stängt ordentligt.



3. Håll röret upprätt. Skruva av tratten från röret.



4. Stäng röret genom att skruva på det lilla locket ordentligt.



5. Skaka det helt stängda röret 5 gånger. Kasta eller återvinn tratten.



6. Lägg salivprovet i den uppmärkta plastpåsen. Som tillsammans med det andra provet skickas i det vaderadekuvertet till Biobanken.

För de flesta tar det mellan 2 till 5 minuter att lämna ett salivprov genom att följa steg 1 till 5. Innan du spottar bör du slappna av och du kan skapa saliv genom att lätt gnugga dina kinder i 30 sekunder.

Stort Tack för Din medverkan!

Vid frågor kontakta: malin.radstrom@ki.se tfn 08 524 861 76 alt 08 524 824 86